

ACCU-CHEK SAFE T-PRO PLUS

Eenvoudig en veilig te gebruiken voor hielprik



1

Verwijder het steriele beschermkapje met een draaibeweging.

Gebruik de prikker niet wanneer het steriele beschermkapje reeds is verwijderd, want de steriliteit is dan niet meer gegarandeerd.

De prikker kan maar **1 maal** gebruikt worden



2

Stel de **Kleinste prikdiepte in door de paarse instelring naar het kortste streepje te draaien.**

De 3 prikdieptes zijn aangegeven door de inkepingen op de prikker zelf.

De diepte is vooraf ingesteld op Medium



3

Duw de Accu-Chek safe T-Pro Plus prikker tegen de **zijkant van het hielkje.**

De zijkant van het voetje is minder pijnlijk en het voetje moet warm aanvoelen.



4

Druk op de paarse knop bovenaan



5

Werp de prikker in het geel vaatje voor risicohoudend medisch afval.