

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont

ZOL MAAS EN KEMPEN



Glucosemeter

Onderhoud

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel.+32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,

Via deze brochure willen we u informeren over het gebruik van uw glucosemeter.

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel niet om ons deze te stellen.

INHOUDSTAFEL

1. Ingebruikname	3
2. Voor de consultatie	3
3. Hygiëne	4

Inhoudsverantwoordelijke: dr. Y. Kockaerts (Endocrinoloog) | April 2021

01 INGEBRUIKNAME

Voor ingebruikname van de glucosemeter dient u grondig de handen te wassen met water en zeep. Droog ze daarna zorgvuldig af.

02 VOOR DE CONSULTATIE

Gelieve uw glucosemeter grondig proper te maken voor u op consultatie komt bij de dokter.

Dit wil zeggen:

- Hoesje wassen voor consult bij de arts (eens per kwartaal), geen bloedvlekken aan de binnenkant van de hoesjes.
- Propere meter afleveren op het secretariaat diabetes (geen bloed- of stofresten).
- Oude sticker verwijderen.
- Geen vuile of ontblote naaldjes achterlaten in het hoesje van de meter of in de prikker laten zitten.
- Geen kompressen met bloed achterlaten in het hoesje van de meter.

03 HYGIËNE

Reinigen	Desinfecteren
Doodt geen ziektekiemen.	Doodt wel ziektekiemen. Desinfectiemiddel: Natriumhypochloriet 5,5% of Clinell wipes of Umonium wipes.
• Bevochtig een doek met water of een mild schoonmaakmiddel en veeg de buitenkant van de meter af. • Droog daarna de meter met een zachte, droge doek. • Niet spoelen met water want er mag geen water in de poort van de stripjes komen. • Gebruik geen alcohol om de meter te reinigen, het kan de meter beschadigen.	Tips: U kan javel of bleekwater hiervoor gebruiken. Dit is een oplossing van Natriumhypochloriet in water. Kies voor de verdunde, kant-en-klaar javeloplossingen die in de winkel bij de schoonmaakmiddelen verkocht worden. • Bevochtig een zachte doek met deze oplossing. • Leg deze gedurende 1 minuut op het te desinfecteren oppervlak. • Laat daarna de glucosemeter drogen. • Bij het gebruik van wipes: zie gebruiksaanwijzing op de verpakking.

De meter is een precisie instrument, behandel het met zorg!

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be