

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Infusor

Afschakelen door thuisverpleging

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,

U gaat met een Infusor® naar huis waar dit pompje kan afgekoppeld worden door de thuisverpleegkundige. Deze informatiebrochure geeft meer achtergrondinformatie over de procedure en tracht op een aantal veelgestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. De arts en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op alle vragen te antwoorden.

Inhoudsverantwoordelijke: dr. G. Moors (Onco-
loog) | December 2025

INHOUDSTAFEL

1. Afschakelen Infusor® door thuisverpleging	3
1.1 Benodigdheden en voorbereiding	
1.2 Werkwijze	
1.3 Algemene aandachtspunten	
2. Contact	6

01 AFSCHAKELEN INFUSOR® DOOR THUISVERPLEGING

1.1 Benodigheden en voorbereiding

- 10ml NaCl 0.9% optrekken met spuit van 10ml
- alcoholische ontsmetting (ethanol 70°)
- pleister
- steriel kompres
- niet-steriele handschoenen
- bijgevoegd blauw of wit (luer-lock)stopje

1.2 Werkwijze

- Kijk na of de Infusor® leeg is: dit kan u enerzijds zien door de progressielijnen (horizontaal of verticaal) te evalueren; anderzijds is de ballon volledig leeg indien er acht bumps (4 aan iedere kant) te zien zijn.



- Koppel het witte opzetstuk van de infusor nooit af !



- Sluit de klem op de leiding van de poortkatheternaald.



- Ontkoppel de connector van de Infusorleiding met de leiding van de poortkatheternaald.
- Ontsmet de naaldconnector en

connecteer de spuit met 10ml NaCl 0,9%.



- De patiënt heeft in een apart zakje een blauw of wit (lu-erlock)stopje mee gekregen. Gebruik deze voor de leiding van de Infusor® af te sluiten, zodat dit altijd een gesloten systeem is.



- Spuit nu de 10ml NaCl 0.9% 'stotterend' in en eindig met positieve druk (= door uw duim op de stamper te houden = poortspoeling).



- Sluit de klem op de leiding van de poortkatheternaald (terwijl u positieve druk blijft houden door uw duim op de stamper te houden).



- Verwijder de poortkatheternaald. Dit is steeds een veiligheidsnaald. Je hoort een klik als de naald vast zit. Dit is om prikaccidenten te voorkomen. Gelieve als thuisverpleegkundige deze veiligheidsnaald te verwijderen in een naaldcontainer en niet mee te geven naar het ziekenhuis.



- Ontsmet het insteekgaatje en breng een pleister aan.
- Deponeer de Infusor® in een dubbele plastic zak en laat de patiënt deze meebrengen naar het ziekenhuis bij het volgend bezoek.

02 CONTACT

1.3 Algemene aandachtspunten

- Draag steeds handschoenen bij het manipuleren van de Infusor®.
- In geval van lekkage of zwelling ter hoogte van de poortkatheter dient er contact te worden genomen met het dagziekenhuis Geneeskunde (buiten de openingsuren via de dienst Spoedgevallen).
- Indien de pomp niet leeg is voor het afkoppelen, dient te worden nagegaan of:
 - de leiding niet is afgeknikt
 - de naald nog in de poortkatheter zit
 - de filter nog op de huid is gekleefd
- Bij blijvende problemen contacteer het dagziekenhuis Geneeskunde.

Voor meer inlichtingen:

Dagziekenhuis Geneeskunde ZOL campus Sint-Jan (GDK1) :

tel. 089 80 83 40

Oncocoach digestieve:

tel. 089 80 63 63 - 089 80 63 64

of oncocoach permanentie:

tel. 089 80 63 60

Dagziekenhuis inwendige ZOL Maas en Kempen (MDI1):

tel. 089 80 83 70

Oncocoach tel. 089 50 55 20

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be