

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Naar huis met negatieve druktherapie (V.A.C.)

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel.+32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,

Deze brochure geeft u meer informatie over het naar huis gaan met negatieve druktherapie (V.A.C.) en tracht op een aantal veel gestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende geneesheer en de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

1. Algemeen	3
2. Doel en werking	3
3. Voordelen	5
4. Naar huis	5
5. Checklist	7
6. Regels voor thuis	8
7. ACTIVA.C.- instructies	9
8. Contact	10

01 ALGEMEEN


U gaat naar huis met een V.A.C. systeem op voorschrift van de behandelende arts. Deze brochure biedt u nuttige informatie over de werking van dit systeem. Het is goed u te realiseren dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan hieronder wordt beschreven.

Aarzel niet om uw arts/verpleegkundige te contacteren indien u vragen heeft.

02 DOEL EN WERKING

V.A.C. is de afkorting voor vacuüm Assisted Closure®. Dit systeem zorgt ervoor dat er een zuigkracht wordt uitgeoefend op de wonde door negatieve druk. Dit bevordert de wondgenezing, het vermindert de kans op infectie en het wondvocht wordt uit de wonde verwijderd. V.A.C.® -Therapie kan plaatselijk de bloeddoorstroming verbeteren en zwelling verminderen, waardoor de wonde sneller kan genezen.

De wonde zal altijd eerst grondig worden gereinigd alvorens het plaatsen van dit systeem. Om de wondranden te beschermen kan uw thuisverpleegkundige een wondrandbescherming aanleggen. Bij de V.AC.- therapie wordt een foam (spons) in de wonde geplaatst. Deze wordt luchtledig afgeplakt met een doorzichtige folie. In de folie zal een kleine opening worden gemaakt om de 'zuigslang' te plaatsen. Deze is verbonden met de opvangbeker op het toestel. In deze opvangbeker zal het wondvocht terecht komen onder de gecontroleerde druk.



03 VOORDELEN

- Trekt wondranden naar elkaar toe
- Verwijdert infectieus materiaal
- Vermindering zwelling
- Stimuleert de doorbloeding
- Vorming granulatieweefsel

04 NAAR HUIS

Wanneer u naar huis kan met negatieve druktherapie bevordert dit uw mobiliteit. U kan uw dagelijkse activiteiten hervatten, wanneer uw gezondheid dit toelaat. Indien u een thuisverpleegkundige heeft zal het wondzorgteam ZOL telefonisch contact opnemen met de thuiszorg. Indien u nog geen thuisverpleging heeft zoeken wij graag met u mee. Hier zal de dienst patiëntenbegeleiding bij helpen.

Hoe vaak het verband moet worden vervangen, hangt af van de soort wond, de grootte en de plaats van de wond. Gemiddeld is dit 2 keer per week. Uw arts of wondverpleegkundige zal aangeven hoe vaak het verband in uw situatie vervangen moet worden.

De vacuümpomp is voorzien van een oplaadbare batterij. De pomp kan ongeveer 8uur zonder stroom, maar dit kan per pomp verschillen. Wij adviseren om de pomp 's avonds en 's nachts op te laden, zodat dit u niet kan hinderen in uw dagelijkse activiteiten.

Als u met negatieve druktherapie naar huis gaat bestellen wij vanuit het ziekenhuis het nodige materiaal voor de komende week, bij de firma GD Medical. Hoe lang de therapie zal lopen, is afhankelijk van de evolutie van de wonde.

De kostprijs is afhankelijk van welke foam (zie bestelbon). Normaal bedraagt dit gemiddeld €110/week incl. BTW. Uw wondzorgverpleegkundige kan een berekening maken voor de precieze inschatting van de kosten.

Het toestel wordt gratis meegeleverd bij bestelling van een basispakket negatieve druktherapie. Een basispakket bevat 1 set en kost gemiddeld, €110 (1 set = 2 sponzen en 1 canister van 300 ml, hier komt u 1 week mee toe). De bestelling bij de firma wordt in het ziekenhuis geleverd en door de wondzorgverpleegkundige tot op uw kamer gebracht. De wondzorgverpleegkundige geeft u dit materiaal mee naar huis, samen met een bestelbon voor nieuw materiaal zo nodig (via mail thuisverpleegkundige). Uw thuisverpleegkundige kan met deze

bestelbon het nodige verdere materiaal bestellen.

Extra materiaal voor de wondzorg (bv. reinigingsproduct, zo nodig wondrandbescherming, ...) moet u aankopen via een particuliere apotheek.

Vraag vooraf aan uw verzekeraar of dit verband kan vergoed worden via de hospitalisatieverzekering. Indien dit niet het geval is, zijn de kosten voor uzelf.

Leveringstermijn: indien de bestelling geplaatst wordt vóór 14u00 worden de materialen de werkdag erna geleverd (uitgezonderd weekend en feestdagen).

Wanneer u op raadpleging komt naar het ziekenhuis, dan brengt u altijd het nodige materiaal mee voor de V.A.C.-wissel.

- zo nodig de wondrandbescherming
- de foamset
- zo nodig een nieuwe opvangbeker, deze wordt 1x/week gewisseld

05 CHECKLIST

Indien de therapie wordt stopgezet contacteert u of de thuisverpleegkundige (onderling af te spreken) zo snel mogelijk de firma. Op deze manier kan de pomp opgehaald worden bij uw thuis. De firma zal u via uw mailadres de factuur bezorgen.

Tel. 02/ 808 58 80
customerservice@gdmedical.be



Deze video toont stap voor stap hoe negatieve druktherapie (VAC-therapie) wordt aangebracht.

- Informatiebrochure 'naar huis met V.A.C.- therapie'
- Bestelbon nieuw materiaal
- Nodige materiaal voor V.A.C.- therapie
- Foam, trac-pad, opvangbeker, toestel, oplader.
- Voorschrift thuisverpleging
- Voorschriften voor wondzorg-materiaal (indien van toepassing)
- NaCl 0.9% of een ander reinigingsproduct
- Ontsmettingsmiddel
- Wondrandbescherming
- Steriel kompressen, of andere materialen voor de wondzorg.

06 REGELS VOOR THUIS

- Het is niet mogelijk om te douchen of te baden met het lichaamsdeel waar de V.A.C.-therapie is geplaatst.
- Zorg ervoor dat de accu (batterij) van de pomp goed is opgeladen, wanneer u het huis verlaat.
- U mag niets aan de instellingen veranderen. Indien de thuisverpleegkundige dit wenst te doen, moet zij contact opnemen met de wondzorgverpleegkundigen in het ziekenhuis.

Wanneer moet er contact worden opgenomen met de thuis- en/of wondzorgverpleegkundige uit het ziekenhuis:

- u merkt een verandering in kleur of hoeveelheid wondvocht op;
- ziet dat de opvangbeker snel vol raakt en vervangen zal moeten worden voor de week om is;
- u ziet dat de huid rondom de wond rood begint te worden;
- u waarneemt dat de wond slecht begint te ruiken;
- u meer pijn heeft;
- het alarm blijft gaan en u het probleem niet zelf kunt oplossen;
- de pomp aangeeft niet voldoende vacuümdruk te hebben of de pomp méér dan twee uur is uitgeschakeld (het verband zal dan verwisseld moeten worden).
- Bij vragen/ onduidelijkheden

07 ACTIVA.C.- INSTRUCTIES

7.1 Algemene voorwaarden van de firma GDMedical

Bij een bestelwaarde boven €75 incl. BTW zijn de verzendingskosten gratis, anders wordt er €69.99 incl. BTW verzendingskost aangerekend.

Alle facturen dienen betaald te worden door middel van overschrijving en dit binnen de 60 kalenderdagen na de factuurdatum, door de patiënt. De factuur zal altijd naar het mailadres van de patiënt verstuurd worden.

Om hygiënische redenen worden geleverde, steriele verbruiksmaterialen niet terug betaald, noch terug genomen.

Wanneer de thuisverpleegkundige hulp nodig heeft of nood aan andere inlichtingen, kan men contact opnemen met Geert Vanwalleghem, Clinical Specialist GD Medical.

Tel.: 0479/ 51 54 80
geert.vanwalleghem@gdmedical.be

Bij schade door onoordeelkundig gebruik zullen de herstellkosten van het toestel in rekening gebracht worden bij de patiënt. Bij verlies is het toestel niet verzekerd en zal de restwaarde gefactureerd worden (kostprijs +-5000euro).

08 CONTACT

Wondzorgverpleegkundigen ZOL

Bereikbaar van ma-vrij tussen
8u-16u30

Tel.: 089/80 73 12

Wondzorg@zol.be

Ziekenhuis Oost-Limburg

Synaps park 1

3600 Genk

24u/24u wachtdienst vanuit de firma GDMedical

Tel.: 02/ 808 58 80

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be