



AFNAME VAN EEN URINESTAAL VIA EEN VERBLIJFSONDE



Plaats een klem (of kocher) onder het afnamepunt van de leiding (A). Wanneer de leiding met voldoende urine gevuld is, kan het afnamepunt van de leiding ontsmet worden (B) met chloorhexidine 0.5% in alcohol 70%. (de ontsmettingsstof moet opdrogen gedurende minimum 30 seconden).



Doorprik het afnamepunt met de naald (Gebruik steeds de **gele naaldhouder voor afname van urine**, de andere kleuren van naaldhouders worden gebruikt voor de afname van bloed)



Steek de tube in de houder om de dop te doorboren. Houd de tube vast tot de urinestroom stopt.



Kleef een etiket met de patiëntgegevens op de tube en bezorg de tube, samen met het aanvraagformulier, aan het laboratorium.

Houd de tijd tussen afname van de urine en de aankomst van de gevulde urinetube in het labo zo kort mogelijk.